

GALVÁNICA CPS

DESCRIPCIÓN: Dispositivo de corrientes galvánicas con intensidad de 25 mA (miliamperios), seguras y de bajo impacto, ligero, pequeño y muy manejable.

Consultar con un Especialista de Compositum sus contraindicaciones para total seguridad de uso.

Funciona con 2 pilas AAA.

Su presentación es una caja de alta resistencia, elegante y práctica. Elaborado con materiales de calidad, color blanco, incorpora una funda para transportarlo, una base de sujeción, un monitor LCD y tres cabezales para las distintas zonas a tratar, se puede seleccionar tres parámetros:

- 1- Polaridad: Positiva o negativa.
- 2- Intensidad: Baja, media o alta.
- 3- Tiempo de exposición, de 1 a 5 minutos y reprogramables.

ACCIÓN: La acción principal de las corrientes galvánicas es la lontoforesis, es decir, la penetración de principios activos o sustancias a planos profundos por repulsión de iones.

La lontoforesis se basa en la teoría eléctrica de la atracción de iones con polos opuestos y la repulsión de polos del mismo signo, siendo eficaz en un 100% de penetración.



GALVÁNICA CPS

La Iontoforesis se produce en cualquiera de las dos polaridades. Dependiendo de la polaridad seleccionada se establecen dos acciones distintas:

- Polaridad Negativa: Estimula los tejidos, produce vasodilatación, suaviza y desfibrosa.
- Polaridad Positiva: Calma, desinflama los tejidos, produce vasoconstricción y reafirma.

